

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|-----------------|
| PRODUCTO: | Agar Mac Conkey |
| Nº CATÁLOGO: | 285-200 |
| Nº LOTE: | 20021701 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 18-02-2020 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 02-2021 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| pH: | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Rosa-Rojo | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido sin pp. | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048 | APRUEBA | |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | APRUEBA | |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | APRUEBA | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad