

Certificado de Análisis

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| PRODUCTO: | Agar Salmonella-Shigella (SS) |
| Nº CATÁLOGO: | 285-380 |
| Nº LOTE: | 20021802 |
| 0 | 19-02-2020 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 08-2020 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|-------------|-----------|
| pH: | 7.2 ± 0.2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Rosa Beige | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | APRUEBA | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad