

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| PRODUCTO: | Agar Sangre Soya Trypticasa |
| Nº CATÁLOGO: | 285-350 |
| Nº LOTE: | 20010303 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 06-01-2020 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 04-2020 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--|-------------------|-----------|
| pH: | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Rojo Brillante | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Opaco | APRUEBA |
| Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C): | No se Chocolatiza | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | APRUEBA | |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | APRUEBA | |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | APRUEBA | |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | APRUEBA | |
| Test de Camp | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad