



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 3 (URN ASY CONTROL 3)

Cat. N° RAX-AU2353-1 Lote N° 1216UC Kit 1 x 10 ml Caducidad 28-04-2026

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Calcio	mg/dL	18,38	12,86	23,89	1,838	Mindray BS Series
Creatinina	mg/dL	172,23	120,56	223,90	17,223	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	263,45	184,42	342,49	26,345	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	159,36	111,55	207,17	15,936	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	21,28	14,89	27,66	2,128	Mindray BS Series
Urea	mg/dL	2175,17	1522,62	2827,71	217,517	Mindray BS Series
Ácido Úrico	mg/dL	18,84	13,19	24,49	1,884	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD
2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad
3. Para descargar el inserto del material de control emitido por el fabricante con la valoración por métodos, instrucciones de uso e información adicional utilizar el siguiente enlace: <https://inserts.randox.com/out.php>