



## LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 2 (LIQ URN CONTROL 2)

Cat. N° UC5074-2

Lote N° 1297UC

Kit 2 x 10 ml

Caducidad 28-07-2025

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Creatinina	mg/dL	70,50	47,24	93,77	7,755	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	21,93	14,70	29,17	2,413	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	29,75	19,93	39,57	3,273	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	15,43	10,34	20,52	1,697	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad

3. Para descargar el inserto del material de control emitido por el fabricante con la valoración por métodos, instrucciones de uso e información adicional utilizar el siguiente enlace: <https://inserts.randox.com/out.php>