

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|--------------------|
| PRODUCTO: | Agar Cromo Candida |
| Nº CATÁLOGO: | 285-133 |
| Nº LOTE: | 20051101 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 11-05-2020 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 11-2020 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|-------------|-----------|
| pH: | 6.1 ± 0.2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Beige Claro | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | APRUEBA | |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 | APRUEBA | |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750 | APRUEBA | |
| <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad