

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Lactrimel Seg. Borelli, 90 mm
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-165
<b>Nº LOTE:</b>	20090503
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	05-09-2020 al 20-09-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	09-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Beige Claro	APRUEBA
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Turbio	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	APRUEBA	
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	APRUEBA	
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	APRUEBA	
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	APRUEBA	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad