

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| PRODUCTO: | Agar Telurito de K, tubo |
| Nº CATÁLOGO: | 285-389 |
| Nº LOTE: | 20101403 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 14-10-2020 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 03-2022 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|--------------|-----------|
| pH: | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |
| Volumen: | 6.0 ± 0.2 mL | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Beige | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---|-----------|---------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | APRUEBA | |
| <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434 | APRUEBA | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franklin Juica".

T.M. Franklin Juica
Jefe Control de Calidad