

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi Plate Agar Saboureaud CAF - Dermatofitos (DTM)
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-590
<b>Nº LOTE:</b>	20101003
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	13-10-2020 al 28-10-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	10-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Saboureaud CAF	DTM	
<b>pH:</b>	5.6 ± 0.2	5.5 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	<b>APRUEBA</b>
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	Agar Sólido	<b>APRUEBA</b>
<b>Color del medio:</b>	Beige - Pardo	Amarillo - Naranja	<b>APRUEBA</b>
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	<b>APRUEBA</b>
<b>Transparencia del medio:</b>	Translúcido	Translúcido	<b>APRUEBA</b>

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	<b>APRUEBA</b>	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	<b>APRUEBA</b>	
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	<b>APRUEBA</b>	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	<b>APRUEBA</b>	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	<b>APRUEBA</b>	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	<b>APRUEBA</b>	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	<b>APRUEBA</b>	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad