

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Saboraud Dextrosa con Cloranfenicol, 90 mm
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-312
<b>Nº LOTE:</b>	21021202
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	15-02-2021 al 02-03-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	08-2022

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	5,6 ± 0,2	APRUEBA
Volumen:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	APRUEBA	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA	
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	APRUEBA	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	APRUEBA	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
 Jefe de Control de Calidad