

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi Plate Agar Saboureaud CAF - Dermatofitos (DTM)
Nº CATÁLOGO:	285-590
Nº LOTE:	21022202
FECHA DE ANÁLISIS:	23-02-2021 al 10-03-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Saboureaud CAF	DTM	
pH:	5.6 ± 0.2	5.5 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige - Pardo	Amarillo - Naranja	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	APRUEBA	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	APRUEBA	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina", is written over a light blue circular stamp.

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad