

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|---|
| PRODUCTO: | Agar Saboraud Dextrosa Para Dermatofitos, 55 mm |
| Nº CATÁLOGO: | 285-314 |
| Nº LOTE: | 21040802 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 09-04-2021 al 24-04-2021 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 05-2022 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|-------------|-----------|
| pH: | 5,6 ± 0,2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Beige | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 | APRUEBA | |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | APRUEBA | |
| <i>Microsporium canis</i> ATCC 36299 | APRUEBA | |
| <i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188 | APRUEBA | |
| <i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | APRUEBA | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad