

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|------------|
| PRODUCTO: | Agar TSI |
| Nº CATÁLOGO: | 285-410 |
| Nº LOTE: | 21042601 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 27-04-2021 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 02-2022 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| pH: | 7.4 ± 0.2 | APRUEBA |
| Volumen: | 6 ± 0.5 mL | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido Tendido | APRUEBA |
| Color del medio: | Rojo Anaranjado | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Translúcido | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | APRUEBA | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | APRUEBA | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad