

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|---|
| PRODUCTO: | Combi plate Agar Sangre Columbia - Agar Thayer Martin |
| Nº CATÁLOGO: | 285-610 |
| Nº LOTE: | 21051906 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 24-05-2021 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 09-2021 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | | RESULTADO |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Thayer Martin | Base Sangre | |
| pH: | 7.2 ± 0.2 | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Café | Rojo Brillante | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Opaco | Opaco | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|----------------|---------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424 | APRUEBA | |
| <i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090 | APRUEBA | |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad