

Certificado de Análisis

| | |
|------------------------------|----------------|
| PRODUCTO: | Agar Cromo-VRE |
| Nº CATÁLOGO: | 285-127 |
| Nº LOTE: | 21052703 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 31-05-2021 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 09-2021 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|-------------|-----------|
| pH: | 6.9 +/- 0,2 | APRUEBA |
| Espesor: | ≥ 3 mm | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido | APRUEBA |
| Color del medio: | Blanco | APRUEBA |
| Uniformidad del medio: | Uniforme | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Opaco | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---|-----------|---------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299 | APRUEBA | |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750 | APRUEBA | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
 Jefe de Control de Calidad