

Certificado de Análisis

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| PRODUCTO: | Agar Urea Christensen |
| Nº CATÁLOGO: | 285-890 |
| Nº LOTE: | 21060401 |
| FECHA DE ANÁLISIS: | 07-06-2021 |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 09-2022 |

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO | REFERENCIA | RESULTADO |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| pH: | 6.8 ± 0.2 | APRUEBA |
| Volumen: | 6.0 ± 0.5 mL | APRUEBA |
| Consistencia: | Agar Sólido Tendido | APRUEBA |
| Color del medio: | Ligeramente Anaranjado | APRUEBA |
| Transparencia del medio: | Ligeramente Turbio | APRUEBA |

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

| CEPAS UTILIZADAS | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | APRUEBA | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | APRUEBA | |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | APRUEBA | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | APRUEBA | |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad