

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Telurito de K 90mm</b>	21071903
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-388	20/10/2022
	<b>Fecha de control</b>
	21/07/2021

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias negras <b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias grises <b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias negras <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad