

Certificado de análisis

Producto	Lote
Medio Tioglicolato con Indicador	21071304
Código producto	Fecha expiración
285-870	14/12/2021
	Fecha de control
	13/07/2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Ligeramente amarillo	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Buen crecimiento APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad