

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Cromo UTI | 21082302 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-110 | 24/02/2022 | 23-08-2021 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro | Agar sólido | Uniforme | Ligeramente opalescente | ≥ 3 mm | 7.0 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Colonias rosa oscuro a rosado con/sin halo | APRUEBA |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Colonias azul a azul oscuro | APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Colonias azul a azul oscuro | APRUEBA |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Colonias café a beige con halo café | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305 | Colonias rosa claro a rosado con/sin halo | APRUEBA |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | Colonias pequeñas azul-verde a azul claro | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Colonias color natural (crema) | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Colonias pequeñas azul-verde a turquesa | APRUEBA |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | Colonias color blanco | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad