

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Lactrimel Seg. Borelli	21072104
Código producto	Fecha expiración
285-165	22/07/2022
	Fecha de control
	22-07-2021 al 06-08-2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Turbio	≥ 3 mm	No aplica	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Trichophyton mentaprophytes ATCC 9533</i>	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo	APRUEBA
<i>Aspergillus niger ATCC 16404</i>	Micelio negro grsuloso y plano	APRUEBA
<i>Microsporum canis ATCC 36299</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo	APRUEBA
<i>Paecilomyces variotti ATCC MYA-3630</i>	Micelio aterciopelado verde oliva	APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum ATCC 28188</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad