

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Columbia	21092201
Código producto	Fecha expiración
285-085	23/12/2021
	Fecha de control
	22/09/2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Hemólisis gamma APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta APRUEBA

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad