

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Manitol Sal placa	21091401
Código producto	Fecha expiración
285-215	15/09/2022
	Fecha de control
	14/09/2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6238	Colonias amarillas APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad