

Certificado de análisis

| | |
|---|-------------------------|
| Producto | Lote |
| Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella | 21092702 |
| Código producto | Fecha expiración |
| 285-560 | 28/03/2022 |
| | Fecha de control |
| | 28/09/2021 |

Control físico químico

MacConkey

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa-rojo | Agar sólido | Uniforme | Translucido sin pp | ≥ 3 mm | 7.1 ± 0.2 | Aprueba |

Salmonella Shigella

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa beige | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 7.2 ± 0.2 | Aprueba |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|---------------------------------|--|
| | SS | MacConkey |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | Colonias rojas-rosadas con pp APRUEBA |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Colonias color crema-rosado | Colonias rojo-rosado APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Colonias incoloras transparente | Colonias grandes mucoides y rojas APRUEBA |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Colonias incoloras transparente | Colonias incoloras transparentes APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | Inhibido APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Colonias incoloras con/pp negro | Colonias incoloras transparentes APRUEBA |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Colonias incoloras transparente | Colonias incoloras o suave rosa APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | Inhibido APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad