

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Sal	21102804	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-318	29/01/2022	02/11/2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar sólido tendido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.2	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Medio color amarillo	APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido-Parcialmente inhibido, medio sin virar	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Medio color amarillo	APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Medio color amarillo	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad