

Certificado de análisis

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote |
| Agar Salmonella-Shigella (SS) | 21120301 |
| Código producto | Fecha expiración |
| 285-380 | 04/06/2022 |
| | Fecha de control |
| | 06/12/2021 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa beige | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 7.2 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Parcialmente inhibido | APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Colonias incoloras con centro negro (H ₂ S) | APRUEBA |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Colonias incoloras | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad