

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Cetrimida | 22010702 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-060 | 08/01/2023 | 10/01/2022 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro | Agar sólido | Uniforme | Transparente | ≥ 3 mm | 7.2 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--------------------------------|----------------|
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Pigmento verde-azulado | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Fluorescencia bajo UV (254 nm) | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | APRUEBA |
| | Parcialmente inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad