

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6	22010404
Código producto	Fecha expiración
285-457	05/04/2023
	Fecha de control
	05/01/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	8.6 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
Tiempo de incubacion de 6 a 8 horas	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	Buen crecimiento APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad