

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella	22013102
Código producto	Fecha expiración
285-560	01/08/2022
	Fecha de control
	02/02/2022

Control físico químico

MacConkey

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translucido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	Aprueba

Salmonella Shigella

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
	SS	MacConkey
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Parcialmente inhibido	Colonias rojas-rosadas con pp APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias color crema-rosado	Colonias rojo-rosado APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias incoloras transparente	Colonias grandes mucoides y rojas APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias incoloras transparente	Colonias incoloras transparentes APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	Inhibido APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras con/pp negro	Colonias incoloras transparentes APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias incoloras transparente	Colonias incoloras o suave rosa APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad