

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Sal	22022804
Código producto	Fecha expiración
285-318	01/06/2022
	Fecha de control
	01/03/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar sólido tendido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.2	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Medio color amarillo APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido-Parcialmente inhibido, medio sin virar APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Medio color amarillo APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Medio color amarillo APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad