

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Cromo Strep B</b>	22041805
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-125	19/08/2022
	<b>Fecha de control</b>
	19/04/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Gris-ámbar oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias malva <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias azul metálico <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**