

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Sangre Soya Tripticasa	22040803	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-350	22/07/2022	11/04/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
*Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

*Color rojo brillante levemente oscuro, no afecta uso previsto

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta APRUEBA
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Hemólisis beta suave APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Hemólisis gamma APRUEBA
Test de Camp	Positivo APRUEBA

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad