

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Cromo-VRE | 22060907 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-127 | 10/10/2022 | 13/06/2022 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Blanco | Agar sólido | Uniforme | Opaco | ≥ 3 mm | 6.9 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|---|-------------------------------|----------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750 | Parcialmente inhibido | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299 | Colonias pequeñas color malva | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad