

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar MacConkey	22060801	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-200	09/06/2023	09/06/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojas-rosadas mucoides con pp	APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias rojo-rosado	APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias grandes, mucoides y rosadas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias incoloras	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad