

## Certificado de análisis

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                  | <b>Lote</b>             |                         |
| <b>Agar Soya Trypticasa Tubo</b> | 22061002                |                         |
| <b>Código producto</b>           | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-375                          | 11/06/2023              | 13/06/2022              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige           | Agar sólido  | Uniforme              | Translúcido             | 6.0 ± 0.5    | 7.3 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                                 | Resultado        |                |
|--|------------------|----------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923      | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615     | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853     | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad