

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Columbia	22071403
Código producto	Fecha expiración
285-085	15/10/2022
	Fecha de control
	18/07/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
*Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

*Color Rojo brillante levemente oscuro, no afect uso previsto

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Hemólisis gamma APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha APRUEBA

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad