

## Certificado de análisis

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>           | <b>Lote</b>             |                         |
| Caldo Peptonado Tamponado | 22062905                |                         |
| <b>Código producto</b>    | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-480                   | 30/09/2023              | 30/06/2022              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Incoloro        | Líquido      | No aplica             | Transparente            | 6.0 ± 0.5    | 7.0 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                             | Resultado        |                |
|--|------------------|----------------|
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212  | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923  | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad