

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Cromo Candida	22101404
Código producto	Fecha expiración
285-133	15/04/2023
	Fecha de control
	17/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	6.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias verdes APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Colonias azules APRUEBA
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias rosa-púrpura APRUEBA
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	Colonias lila claro APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad