

Certificado de análisis

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Cromo Strep B | 22101206 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-125 | 13/02/2023 | 17/10/2022 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Gris-ámbar oscuro | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|------------------------|----------------|
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | Colonias malva | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Colonias azul metálico | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | Inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad