

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar MacConkey	22101101
Código producto	Fecha expiración
285-200	12/10/2023
	Fecha de control
	12/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojas-rosadas mucoides con pp APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias rojo-rosado APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias grandes, mucoides y rosadas APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias incoloras APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad