

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo-VRE	22102501	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-127	26/02/2023	26/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Blanco	Agar sólido	*Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	6.9 ± 0.2	APRUEBA

* Uniforme en superficie de siembra, presenta precipitado blanco en parte posterior del medio, no afecta uso previsto
Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Parcialmente inhibido	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias pequeñas color malva	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad