

Certificado de análisis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote |
| Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 22110402 |
| Código producto | Fecha expiración |
| 285-457 | 05/02/2024 |
| | Fecha de control |
| | 07/11/2022 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Incoloro | Líquido | No aplica | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 8.6 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|---|---|
| Tiempo de incubacion de 6 a 8 horas | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido APRUEBA |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802 | Buen crecimiento APRUEBA |
| <i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562 | Buen crecimiento APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad