

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Cetrimida</b>	23012302	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-060	24/01/2024	24/01/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Pigmento verde-azulado	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fluorescencia bajo UV (254 nm)	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
	Parcialmente inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad