

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Agar Lactrimel Seg. Borelli	23011003	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-165	11/01/2024	16-01-2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Turbio	≥ 3 mm	No aplica	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo <b>APRUEBA</b>
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro granuloso y plano <b>APRUEBA</b>
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo <b>APRUEBA</b>
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio aterciopelado verde oliva <b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad