

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Medio OF con glucosa | 23010403 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-840 | 05/11/2023 | 05/01/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Verde azulado | Agar semi-sólido | Uniforme | Levemente opaco | 6.0 ± 0.2 | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Fermentativo + gas | APRUEBA |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Oxidativo | APRUEBA |
| <i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750 | Inerte | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad