

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar RPMI 1640 con Glucosa	23020102	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-295	02/12/2023	07/02/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Anaranjado	Agar sólido	Uniforme	Claro	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Según referencia CLSI M27 4th Edition 2017	APRUEBA
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019		APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad