

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Candida	23051104	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-133	09/11/2023	15/05/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	6.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias verdes	APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Colonias azules	APRUEBA
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias rosa-púrpura	APRUEBA
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	Colonias lila claro	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad