

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Manitol Sal tubo | 23041901 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-213 | 19/04/2024 | 24/06/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rojo | Agar sólido tendido | Uniforme | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 7.4 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--------------------|----------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Colonias amarillas | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | Colonias amarillas | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | Colonias rosadas | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad