

## Certificado de análisis

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>        | <b>Lote</b>             |                         |
| <b>Agar Cromo UTI</b>  | 23060902                |                         |
| <b>Código producto</b> | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-110                | 11/10/2023              | 12/06/2023              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro     | Agar sólido  | Uniforme              | Ligeramente opalescente | ≥ 3 mm       | 7.0 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                                   | Resultado                                  |                |
|--|--|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922             | Colonias rosa oscuro a rosado con/sin halo | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048         | Colonias azul a azul oscuro                | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883        | Colonias azul a azul oscuro                | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933            | Colonias café a beige con halo café        | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305 | Colonias rosa claro a rosado con/sin halo  | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386     | Colonias pequeñas azul-verde a azul claro  | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923        | Colonias color natural (crema)             | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212        | Colonias pequeñas azul-verde a turquesa    | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028             | Colonias color blanco                      | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S.M.  
 Jefe Control de calidad