

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Caldo Rojo fenol con Arabinosa	23052601	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-485	29/12/2023	29/05/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo anaranjado	Líquido	Uniforme	Transparente	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio color amarillo (reacción +)	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Medio color amarillo (reacción +)	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Medio color rojo (reacción -)	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad