

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar MacConkey Sorbitol</b>	23071203	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-211	12/07/2024	13/07/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-pálido	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojo-rosado	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	Colonias rojo-rosado	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> O157 H7 ATCC 700728	Colonias marrón-amarillento pálido	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad